

Packages

Medulla Modules Packages / Toutes versions / SaaS Public et privé et On premise / Maintenance

Je n'arrive pas à ajouter un fichier dans mon package.

- Une fois que vous avez ajouté un fichier à votre package, il est en attente, il ne faut pas oublier de cliquer sur "Transmettre le package en attente".

J'ai créé un package mais il n'est pas disponible au déploiement, pourquoi ?

- Si votre package n'est pas visible dans la liste des packages, ou visible lorsque vous souhaitez le déployer, alors il est en attente de synchronisation sur les relais, patientez quelques instants avant de le voir apparaître dans la "Liste des packages".

Pourquoi mon package n'est pas disponible dans la page d'ajout de package au Kiosk ?

- Votre package doit avoir un inventaire d'associé afin d'être visible dans la liste des packages disponibles pour le Kiosk.

Revision #2

Created 2025-11-17 13:37:09 UTC by William Vasselin

Updated 2026-04-20 15:49:39 UTC by Guillaume Lassarre