

Reconfigurar mi agente

Aplicable a: Medulla - Agente

Versión: Todas

Entorno: On-Premise / SaaS privado / SaaS compartido

Categoría: Agente Medulla

Puede reconfigurar el agente para cambiar el nombre DNS con el que debe comunicarse, pero también es posible modificar varios otros parámetros.

Esta es la ubicación del agente en el servidor:

```
/var/lib/pulse2/clients/
```

Encontrará un script llamado: **generate-pulse-agent.sh**. Si lo ejecuta pasando el parámetro **--help**, obtendrá todos los parámetros modificables:

./generate-pulse-agent.sh --help

Uso:

```
./generate-pulse-agent.sh [--conf-xmppserver=<servidor de configuración XMPP>]
  [--conf-xmppport=<puerto del servidor de configuración XMPP>]
  [--conf-xmpppasswd=<contraseña del servidor de configuración XMPP>]
  [--aes-key=<PSK AES de 32 caracteres>]
  [--xmpp-passwd=<contraseña del servidor XMPP>]
  [--chat-domain=<dominio XMPP>]
  [--inventory-tag=<Etiqueta añadida al inventario>]
  [--minimal [--base-url=<URL desde la que descargar el agente y las dependencias>]]
  [--disable-vnc (Desactivar el servidor VNC)]
  [--vnc-port=<Puerto predeterminado 5900>]
  [--vnc-password=<Contraseña VNC cifrada con DES>]
  [--ssh-port=<Puerto predeterminado 22>]
  [--disable-rdp (Desactivar la configuración de RDP)]
  [--disable-inventory (Desactivar Fusion Inventory)]
  [--disable-geoloc (Desactivar la geolocalización, por ejemplo, en equipos que no tienen
acceso a Internet)]
  [--linux-distros (Distribuciones de Linux utilizadas)]
  [--updateserver (URL de descarga para las actualizaciones del agente)]
```

Ejemplos:

Servidor XMPP

Para reconfigurar la entrada DNS de contacto del equipo (servidor al que debe conectarse el equipo):

```
./generate-pulse-agent.sh --conf-xmppserver monserver.dominio.fr
```

Puerto SSH

Para modificar el puerto SSH de contacto del servidor:

```
./generate-pulse-agent.sh --ssh-port 2022
```

Si modifica el puerto SSH, siga también esta documentación:

<https://docs.medulla-tech.io/books/medulla-faq/draft/497>

Desactivar VNC

Para desactivar VNC en tus agentes:

```
./generate-pulse-agent.sh --disable-vnc
```

Desactivar RDP

Para desactivar RDP en sus agentes:

```
./generate-pulse-agent.sh --disable-rdp
```

Revision #1

Created 2026-04-30 07:40:37 UTC by Adrien Thaissen

Updated 2026-04-30 07:40:37 UTC by Adrien Thaissen